



**Transfert
et manutention**

Les capacités physiques et motrices tendent à diminuer avec l'âge si elles ne sont pas entretenues. Avec le temps et après un traumatisme, certaines personnes peuvent « oublier » leurs automatismes et éprouver une peur panique à se tenir debout.

L'utilisation d'aide technique au quotidien permet de conserver sa capacité motrice et fonctionnelle pour maintenir son indépendance en toute sécurité.

Disque de transfert

- Pivote à 360° afin de faciliter et de sécuriser les transferts en position assise ou en station debout.
- Le disque est positionné sous les pieds du patient et facilite le mouvement de giration avec l'aidant.
- Diamètre 38 cm.



Coussin disque pivotant de voiture

- Facilite la sortie de votre véhicule.
- Permet de pivoter du siège sans effort.
- Base rigide, dessus capitonné en mousse.
- Diamètre 39 cm.



Sangle de sortie de véhicule

- Se fixe sur le montant de la portière de voiture sans en gêner la fermeture.
- Sa large poignée vous permet de prendre appui plus facilement pour sortir de votre véhicule.



Planche de transfert

- Planche rigide avec une face lisse et glissante et une base antidérapante.
- Sert au transfert entre 2 plans assis (fauteuil voiture ou fauteuil lit ...).

68 cm



21 cm



Drap de glisse avec ou sans poignée

- Permet de transférer latéralement ou de rehausser une personne alitée.
- Diminue la sensation de frottement contre la peau lors du transfert.
- Plusieurs dimensions existent: 195 x 70 cm
150 x 70 cm
140 x 110 cm



Coussin d'aide à la levée

- Permet aux personnes âgées ou dépendantes de se relever plus facilement de leur chaise ou de leur fauteuil.
- Un système de vérin sous le coussin assiste à environ 50% du poids, entraînant une baisse de l'effort à fournir par la personne.
- Equipé d'une poignée de transport.
- Recommandé lors de faiblesse musculaire, douleurs articulaires, douleurs dorsales



55 cm

Assiste 50% de votre effort.

Ceinture de relevage ou aide à la marche et relevage

- La sangle placée en dorsale ou sous fessier permet le rehaussement de la personne.
- Les ceintures de transfert limitent les efforts lors des opérations de relevage.



Le verticalisateur est un appareil modulaire de verticalisation pivotant permettant l'exécution des actes quotidiens (le change, la toilette, la mise aux toilettes...). Il incite le patient à l'antépulsion et favorise son redressement et sa participation.



Attention

- Le verticalisateur n'est pas adapté aux personnes ayant une faiblesse des genoux.
- Il peut être utilisé sans risque avec l'aide d'une tierce personne.

Guidon de transfert avec socle

- Permet la verticalisation et le pivot des personnes ne pouvant se maintenir debout de manière prolongée.
- Recommandé pour les soins, la toilette, le lever et le coucher.
- Composé d'une base pivotante solidaire, d'un guidon de maintien avec appuis brachiaux et tibiaux inclinables et réglables en hauteur.
- Adapté pour un patient à partir de 1,50 m.



250 kg

Guidon de transfert à roulettes

- Sa maniabilité autorise des transferts aisés du lit à la toilette ou au fauteuil.
- La barre d'appui est réglable en hauteur.
- Les appuis tibiaux sont souples et anatomiques.
- Un freinage centralisé freine les deux roues avant.
- Se transporte facilement grâce à ses roues.
- Peut être accompagné d'une ceinture qui assure une sécurisation.



120 kg

Verticalisateur électrique

- Repose pieds réglables.
- Cale tibia en mousse confortable.
- S'utilise avec une ceinture.
- Base compacte adaptée à la forme des toilettes.
- Existe en version avec écartement des pieds.



130 kg

Photos et dimensions non contractuelles

Le lève-personne est destiné à accompagner une personne dépendante pour les transferts dans les actes de la vie quotidienne (le coucher, position assise, la toilette, le passage aux toilettes ...)

Il est utilisé par une tierce personne.

Il est muni d'un vérin électrique et équipé d'une sangle de confort permettant à l'aidant de faire passer une personne de la position assise à debout et inversement, ou d'être transportée.

Lève-personne électrique

- Pliable et dépliable en toute simplicité sans outils.
- Système de levage et de transfert au lit ou depuis le lit, transfert depuis une chaise ou depuis le sol.
- Bouton d'arrêt d'urgence.
- Roues à frein.
- Ecartement des pieds.
- S'utilise avec différentes sangles.



150 kg



Photos et dimensions non contractuelles

Les sangles sont disponibles en différentes tailles et matières (polyester, vinyl, filet) et présentent une multitude de réglages afin de s'adapter aux besoins de chaque patient et aux différents actes de la vie quotidienne.

Pour choisir une sangle il faut prendre en compte les trois facteurs suivants :

- La taille de la personne
- Le tour de taille de la personne
- Le tour de cuisse de la personne



Le choix de la sangle est déterminé en concertation avec l'équipe médicale.



Photos et dimensions non contractuelles



Vie quotidienne

