

Vie quotidienne

### Bloc multiprises couleur

- Permet de repérer plus facilement les raccordements des différents appareils pour pouvoir les brancher quand vous le souhaitez.
- Des interrupteurs indépendants sont disponibles pour chaque prise pour gérer facilement votre consommation.



### Assiette à rebord sur ventouse

- Dispose d'une ventouse amovible permettant de la fixer à la table pour gagner en sécurité.
- Le rebord permet de retenir les aliments.
- Diamètre 17cm hauteur 2/3cm.



### Rouleau adhésif luminescent



- Une solution simple pour sécuriser les passages dangereux ou mal éclairés.
- A coller partout : sur un coin de meuble, appui de marche, commutateurs d'appareils.
- Rouleau de 2mètres, largeur de la bande 2cm.



### Ruban adhésif anti dérapant pour tapis

- Se colle au dos des tapis.
- Antidérapant, il évite tout risque de glissement.



### Verre à découpe nasale

- Boire sans se pencher la tête.
- Verre solide en polypropylène.
- Peut se laver au lave-vaisselle.



### Tasse à bec avec large poignée

- Gobelet transparent avec deux poignées larges et ergonomiques.
- Facile à prendre en main.
- Base large et stable.




### Veilleuse détection de présence

- Très utile pour éclairer les déplacements.
- Signaler des escaliers ou un passage dangereux à des personnes malvoyantes.
- Allumage de la veilleuse grâce à un détecteur de mouvement.



### Horloge Synopte

- Alternative astucieuse à l'horloge classique pour se situer rapidement et simplement dans la journée.
- Se compose de repères visuels concrets (repas, douche, coucher, prise de médicaments ...) remplaçant les heures.



### Couverts gripo fixe

- Gros manches antidérapants.
- Pour gauchers et droitiers.



### Couverts goodgrip

- Adapté aux personnes arthritiques ou âgées.
- Large manche anatomique et antidérapant.
- Vous pouvez tordre l'ustensile (sauf le couteau) afin de trouver l'angle adapté à vos besoins.
- Peut se laver au lave-vaisselle.



### Pilulier

- Stockage des doses précises de médicaments.
- Semainier.



### Set de table antidérapant

- Peut être utilisé principalement pour empêcher de faire glisser vos assiettes ou vos verres.
- Il permet également de solidariser des feuilles pour faciliter l'écriture ou des objets usuels tel qu'un téléphone.
- Accroche parfaite sur tout support même grainé.



Photos et dimensions non contractuelles

### Plan de préparation culinaire

- Ce plan de travail est idéal pour tout réaliser avec une seule main ou en cas de faiblesse des 2 membres.
- Il combine un étau réglable avec une main et des piques pour fixer aliments ou récipients divers afin de les préparer facilement.
- Base à ventouse.
- Matière plastique alimentaire et parties métalliques inoxydables.



### Rouleau antidérapant

- Permet d'empêcher les assiettes et verres de dérapier sur la table, de sécuriser les appuis ou les différents ustensiles sur les meubles.
- Ce matériau très fin se présente en rouleau et se découpe en fonction des utilisations.
- Lavable à l'aide de lingettes ou dans l'eau savonneuse.



### Econome de paume

- Permet de peler les légumes plus facilement.
- Maintient par un doigt et la paume de la main.



### Chaise haute de cuisine

- Pratique et confortable équipée d'un dossier et de deux accoudoirs.
- Pieds réglables en hauteur de 54 à 69 cm.
- Assise légèrement inclinée permettant de se lever plus facilement.



### Vélo d'appartement


- Pratique, très résistant.
- Equipé de 8 niveaux de résistance par molette avec système de freinage aéromagnétique.
- Adapté à une utilisation régulière.
- Réglage de la selle en hauteur et d'avant en arrière.
- Capteurs de pulsations cardiaques.
- Doté de 2 roulettes pour faciliter son déplacement.



Le pédalier vous permet de rester en forme et de favoriser le renforcement musculaire de vos membres inférieurs et supérieurs. Son utilisation contribue également la circulation sanguine.

### Pédalier mini

- Equipé d'une molette de serrage pour modifier la résistance de pédalage.
- Léger et peu encombrant.
- Sangles et pédales antidérapantes.
- S'utilise en position assise.



### Pédalier mini électronique

- Léger et peu encombrant qui offre une bonne mobilisation articulaire.
- S'utilise en position assise.
- Résistance par courroie.
- Réglage de l'intensité par molette.
- Compteur 3 fonctions : temps, vitesse, approximation des calories brûlées, cumul du nombre de tour de pédale.
- Fonctionne avec des piles.



### Pédalier mini entraîneur passif/actif

- Pédales avec straps et support de talon pour davantage de tenue du pied.
- S'utilise en position assise.
- Une paire de poignées pour l'utilisation des membres supérieurs.
- Permet de travailler la mobilisation passive avec des personnes paraplégiques, hémiplegiques ou très faibles.
- Permet aussi de travailler en mobilisation musculaire active avec une gamme de résistance magnétique en continu.



Photos et dimensions non contractuelles

Photos et dimensions non contractuelles

Le tricycle permet de garder l'autonomie de façon simple et efficace. Idéal pour les personnes concernées par le manque d'équilibre, le tricycle leur permet de pédaler en toute confiance et de prendre du plaisir.

### Tricycle fixe

- Existe en 4 tailles en fonction de la hauteur d'entrejambes de l'utilisateur.
- Dispose d'un porte panier amovible à l'arrière.
- Châssis surbaissé avec un passage de jambes à 18.5cm.
- 0/3 ou 7 vitesses.



### Tricycle pliant

- Existe en 5 tailles en fonction de la hauteur d'entrejambes de l'utilisateur.
- Pignon fixe permettant la marche avant et la marche arrière.
- Guidon corne de bœuf réglable avant/arrière et en hauteur.
- Frein à étrier.
- Eclairage route par dynamo.
- Système de pliage sécurisé et facile d'usage.
- 3 vitesses indexées avec frein tambour.
- Panier amovible.



### Mini Tricycle à assistance électrique

- Autonomie maximum de 35 km.
- 3 roues pour plus de stabilité.
- Assistance électrique au pédalage pour vous déplacer sans trop d'effort.
- 3 ou 7 vitesses.



Le neurostimulateur est un dispositif médical utilisé pour traiter la douleur chronique d'origine neurologique.

La neurostimulation électrique transcutanée est une technique destinée à soulager la douleur à l'aide d'un courant électrique de faible tension transmis par des électrodes placées sur la peau.



- La prise en charge est assurée à la location pendant une durée de six mois à compter de la date de prescription initiale établit par un établissement de soin anti douleur.
- A l'issue de la période de location, une prescription d'achat de l'appareil doit être demandée pour poursuivre le traitement en cas d'efficacité.
- Le remboursement des électrodes correspond à 1 paquet de 4 électrodes pour 2 semaines de traitement.
- Le renouvellement de la prise en charge à l'achat de l'appareil ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de cinq ans à compter de la précédente prise en charge à l'achat du neurostimulateur, lors de la détérioration de l'appareil.
- La prise en charge n'est assurée que pour les appareils générateurs de courant avec ondes biphasiques asymétriques compensées, double canal comportant une possibilité de modulation et d'effet Burst.

